

Der perfekte Teamspieler



CPR Team Leader Doku



Dr. Matthias Baumgärtel



Geschäftsführer Alphabet Medical GmbH

Facharzt für Innere Medizin
Spezielle internistische Intensivmedizin
Notfallmedizin
European Diploma in Intensive Care Medicine (EDIC)
Nephrologie

Oberarzt internistische Intensivstation

Schwerpunkte

Multiorganversagen
ECMO (VV und VA, auch präklinisch)
Antiinfektive Therapie
Hämodynamisches Monitoring



Was stört bei/nach einer Reanimation ?

Fehlende Struktur
Chaos
Ständig auf die Uhr schauen

Währenddessen

Zeitverlust für andere Patienten
Unnötig aufwändige Dokumentation
Dokumentation geschätzter Zeiten
Fehlende Dokumentation

Danach

Was stört bei/nach einer Reanimation ?

Fehlende Struktur
Chaos
Ständig auf der Suche nach


Währenddessen

Zeitverlust für andere Patienten
Unnötig aufwändige Reanimation
Dokumentation der Reanimation
Fehlende Kommunikation

Danach

Ich wünsche mir ein Tool, dass

- mit dem ich Daten **unmittelbar** in **Echtzeit** erheben kann...
- das ich leicht mit dem Finger bedienen kann und direkt am Patienten einsetzen kann 
- den Dokumentationsprozess strukturiert, ohne dass ich ständig auf die Uhr schauen muss



...und diese Daten dann **direkt** in Reanimationsregister übertragen kann

Notfallteam - Reanimation - Neues Protokoll erstellen

Stammdaten **Einsatzzeiten** Alarmierungsgrund Höchste Qualifikation Personal Einsatzort Patientenstatus Krankenhausbehandlung

Erstbefund - Messwerte/EKG/Atmung Medikamente Kernmaßnahmen und Ablauf Primäres Reanimationsergebnis

Maßnahmen Reanimation / Defiauswertung Monitoring Maßnahmen Kreislauf Maßnahmen Atmung/Sonstige Komplikationen

Übergabe - Messwerte/EKG/Atmung Neurostatus/Zielklinik

vollständig * ☐

Zeiten geschätzt ☐ geschätzt ☐ gemessen ☐

Ereignis Notruf Kreislaufstillstand

Ereigniszeit übernehmen

Stationsteam Notfallteam

Alarm


Eintreffen Pat.

Transport

Übergabe

Einsatzende

Abbruch zur nächsten Korrektur springen Speichern Speichern & Schließen



Notfallteam - Reanimation editieren

Stammdaten Einsatzzeiten Alarmierungsgrund Höchste Qualifikation Personal Einsatzort Patientenstatus Krankenhausbehandlung


Erstbefund - Messwerte/EKG/Atmung Medikamente **Kernmaßnahmen und Ablauf** Primäres Reanimationsergebnis

Maßnahmen Reanimation / Defiauswertung Monitoring Maßnahmen Kreislauf Maßnahmen Atmung/Sonstige Komplikationen

Übergabe - Messwerte/EKG/Atmung Neurostatus/Zielklinik

	Vorbehan- delnden	nicht beobachtet / nicht durchgeföh	Ersthelfer	Stationsteam	Notfallteam	Zeitpunkt
Kollaps beobachtet *	☐	☐	☐	☒	☐	
Herzdruckmassage *	☐	☐	☐	☒	☐	15:26
Beatmung	☐	☐	☐	☒	☐	15:23
Defibrillator angeschlossen	☐	☐	☐	☒	☐	15:26
Defibrillation durchgeführt	☐	☐	☐	☐	☒	
AED ☐ Ja ☐	☐	☐	☐	☐	☒	
Supraglottische Atemwegshilfe	☐	☐	☐	☐	☒	15:23
Endotracheale Intubation	☐	☐	☐	☐	☒	15:23
i.v. Zugang	☐	☐	☐	☐	☒	15:23
Erster Vasopressor	☐	☐	☐	☒	☐	15:25
1. ROSC durch	☐	☐	☐	☒	☐	15:23


Abbruch zur nächsten Korrektur springen Speichern Speichern & Schließen



Ihr Zugang bis zum 9. August




Test-Datenbank Reanimationsregister



<https://testdb.reanimationsregister.de/>

Test-Datenbank Reanimationsregister



Nutzer: **abmimp**

Passwort: **85U.yjNk**

Test-Datenbank Reanimationsregister

Verwaltung

Einstellungen Reanimationsregister

Nutzer: **abmimp**

Passwort: **85U.yjNk**

06:49 Freitag 17. Juli



CPR Team Leader **Doku**

EINSATZ STARTEN

PROTOKOLLE

VERWALTUNG

INFO



Test-Datenbank Reanimationsregister

Verwaltung

Einstellungen Reanimationsregister

Nutzer: **abmimp**

Passwort: **85U.yjNk**

07:04 Freitag 17. Juli 80 %

VERWALTUNG

Einstellungen Reanimationsregister **abmimp**

 120

Zyklusdauer (Sek)

 5  31.12.2027

Zeitspanne Wiederbeginn (Min) Organisations-ID gültig bis

Auswahl Antiarrhythmikum **Amiodaron**

corpuls - GS Elektromedizinische,
Corpuls 2

ZURÜCK

Test-Datenbank Reanimationsregister

Verwaltung

Einstellungen Reanimationsregister

Nutzer: **abmimp**

Passwort: **85U.yjNk**

Standortkennung: **96052041**

07:05 Freitag 17. Juli 80 %

DEUTSCHES REANIMATIONSREGISTER

Anzeige Reanimationsregister

Langfassung ☐

Struktur CPR Team Leader ☐

Umgebung

Testsystem ☐

Nutzer

abmimp

Aktualisieren Login testen Löschen

Standortkennung

96052041

STOKENN hinterlegen

Teamkennung

Teamkennung (1 - 24 Zeichen)

ZURÜCK

Defi hinterlegen

Verwaltung

07:04 Freitag 17. Juli

80 %

VERWALTUNG

Einstellungen Reanimationsregister

abmimp

120

Zyklusdauer (Sek)

5

Zeitspanne Wiederbeginn (Min)

31.12.2027

Organisations-ID gültig bis


Auswahl Antiarrhythmikum

Amiodaron

corpuls - GS Elektromedizinische, Corpuls 2

ZURÜCK

Kontakt



Matthias Baumgärtel
Alphabet Medical GmbH
Kronacher Straße 41
96052 Bamberg
Mobil: +49 170 314 9034
www.alphabet-medical.de
[matthias.baumgaertel@ alphabet-medical.de](mailto:matthias.baumgaertel@alphabet-medical.de)